

Manisoft® foam



Die innovative und ökonomische Form der Handreinigung.



**Hohe
Ergiebigkeit***
400 ml Manisoft® foam
= 1.000 ml Flüssigseife

- hohe Ergiebigkeit
- besonders hautfreundlich
- ressourcenschonend

Manisoft® foam



Manisoft® foam ist eine hochwertige und äußerst ökonomische Alternative zu herkömmlichen Flüssigwaschlotionen. Als Reinigungsschaum ist Manisoft® foam sparsam in der Anwendung und zeichnet sich durch eine um 60% höhere Ergiebigkeit gegenüber Flüssigwaschlotion* aus.

Unsere Leistung

- Schaumapplikation mit ökonomischen und ökologischen Vorteilen
- Bessere Haftung der Schaumwaschlotion an der Haut.
- Besonders hochwertige und hautverträgliche Tensid-Kombination mit APG (Alkylpolyglucosid)
- APG wird aus nachwachsenden Rohstoffen wie z. B. Mais, Kartoffeln, Weizen und natürlichen Fetten wie z. B. Kokos- und Palmkernöl gewonnen.
- Hautneutraler pH-Wert
- Dermatologisch bewertet
- Besonders angenehme Schaum-Applikation; cremiger, stabiler Schaum
- Schaumwaschlotion mit dezentem Duft

Ihr Nutzen

- Leicht abwaschbar – weniger Produkt- und Wasserverbrauch, weniger Gewässerbelastung. 60% höhere Ergiebigkeit vs. Flüssigwaschlotionen. Das Resultat ist: weniger Abfall, eine geringere Austauschrate der Behältnisse und weniger Lagerhaltungskosten.
- Weniger Produkt verschwindet ungenutzt im Abfluss.
- Für alle Hauttypen gut geeignet – auch für Personen mit sensibler Haut.
- Hohe Umweltverträglichkeit, da leicht und rückstandsfrei abbaubar.
- Hautpflege ohne Reizung. Ideal zur häufigen Anwendung.
- Sicherheit für den Anwender
- Sanfte und wirkungsvolle Reinigung
- von Anwendern auf der Medica 2004 getestet

Anwendungsbereiche:

- Für Ärzte, Pflegepersonal und Patienten
- in Kliniken
 - in Arzt- und Zahnarztpraxen
 - in Alten- und Pflegeheimen
 - in Rehabilitationszentren

Anwendungsgebiete:

- Zur täglichen Reinigung der Hände, bei der hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.
- Zur milden Körper- und Haarwäsche.
- Auch für Personen mit empfindlicher Haut geeignet.

Anwendungsempfehlung:

- Manisoft® foam direkt per Schaumpumpe auf die feuchten Hände geben und verteilen. Danach mit Wasser abspülen oder mit einem feuchten Tuch abreiben.

Gebindeformen Manisoft® foam

400 ml 24 x 400 ml **SOTF 4**
Spenderflasche

800 ml 12 x 800 ml **SOTF 1**
Spenderflasche

Zur leichten, hygienischen Entnahme empfehlen wir unsere Wandspender:

Dermados®-F 1 Stück **GSNF**
Schaumspender für 400 ml
Spenderflaschen

Dermados®-LF 1 Stück **GSN1F**
Schaumspender für 800 ml
Spenderflaschen

* Cleansing foam – an economical and ecological alternative?
Görisch, G.; Liebig, C.; St. Georg Klinik, Leipzig



Medica 2004



400 ml Flasche für den Schaumspender.

800 ml Flasche für den Schaumspender.

Ingredients (INC) Manisoft® foam:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, PEG-7- Glyceryl Cocoate, Lauryl Glucoside, Laureth-2, Sodium Benzoate, Parfum

ECOLAB®

Ecolab Deutschland GmbH
Postfach 130406
D-40554 Düsseldorf
Telefon +49 211 98 93-0
Telefax +49 211 98 93-384

Ecolab GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
Telefon +43 1715 25 50-2800
Telefax +43 1715 25 50-2850

Ecolab GmbH
Kriegackerstraße 91
CH-4132 Muttenz
Telefon +41 61 4 66 94-66
Telefax +41 61 4 66 94-55

www.ecolab.com